

5. Xét nghiệm chất lượng nước sạch

○ Cách lấy mẫu xét nghiệm vi sinh

-Chuẩn bị dụng cụ:

+ Chai nước suối mới chưa qua sử dụng: **4 chai 500ml (Tổng 2 lít)**

+ Pen gấp gòn

+ Bông gòn

+ Cồn

+ Hộp quẹt (bật lửa)

5. Xét nghiệm chất lượng nước sạch

Cách lấy mẫu xét nghiệm vi sinh

-Tiên hành lấy mẫu: đeo găng tay y tế hoặc vệ sinh tay bằng xà phòng

+ Thanh trùng vòi nước: dùng pen gấp bông gòn và tăm cotton sau đó đốt lửa hơi vòi nước

+ Xả vòi nước khoảng 1-2 phút

+ Hứng nước vào chai đựng mẫu (khoảng 9/10 chai)

+ Đậy kín nắp và ghi lại thông tin



5. Xét nghiệm chất lượng nước sạch

Cách lấy mẫu xét nghiệm vi sinh

*Lưu ý:

- Không để miệng chai tiếp xúc với nước
- Không chạm tay vào miệng chai, nước trong khi lấy mẫu xét nghiệm
- Khi tiến hành lấy mẫu mới mở nắp chai và đổ hết nước trong chai sau đó thực hiện các bước lấy mẫu lấy mẫu
- Lấy tại vòi rửa tay thường hay sử dụng (không lấy trong nhà vệ sinh).